



i-net



Information

新製品紹介

【メダカビテロゲニン ELISA キット】




ビテロゲニン 測定 ELISA キットによる測定の概念

ビテロゲニンとは、魚類など卵生生物のメス特有のタンパクで、通常はオスからは検出されません。しかし、エストロゲン(女性ホルモン)に曝露すると、オスの血中からも検出されることがわかっていることから、オスの血中ビテロゲニンを調べることで、環境ホルモン(エストロゲン様化学物質)の存在を推察できます。

本キットは、環境水や化学物質への曝露試験を行ったメダカのオスの血清、肝臓、個体中のビテロゲニンを測定することにより、環境水のリスク評価や化学物質スクリーニング試験等に寄与します。

- 検量線範囲は 4~64 ng/mL です。
- 一回の分析で約 40 試料の分析ができます。
- ビテロゲニン標準液は、冷蔵で約 1 週間安定です。
- 抗体のみの販売も可能です。
- 現場における曝露試験用に、現場設置型曝露装置もあります。



現場設置型曝露装置

お申し込み・お問合せは
 イーアイエス・ジャパン(株)
 TEL 054-664-0835
 FAX 054-664-0836

技術広報誌 2001 Vol.2
 発行日 2001.1.10

もくじ

ご挨拶	1
表彰・論文・学会発表	2
特集 新社屋紹介	3
WORKING REPORT	
遠隔監視システム	5
GLP 適用試験	6
特集 循環型社会	7
WORKING REPORT	
二次元モデル	9
ニューラルネットワーク	10
CALS/EC	11
ミニ知識 クビレミドロ	12
海外出張報告	13

環境科学の総合コンサルタント

国土環境株式会社

本社	〒154-8585 東京都世田谷区駒沢 3-15-1	電話: 03-4544-7600
西日本支社	〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 3-2-23	電話: 06-6448-2551
環境情報研究所	〒224-0025 神奈川県横浜市都筑区早渕 2-2-2	電話: 045-593-7600
環境創造研究所	〒421-0212 静岡県志太郡大井町利右衛門 1334-5	電話: 054-622-8551
東北支店	〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町 3-2-55	電話: 022-792-2021
名古屋支店	〒455-0032 愛知県名古屋港区入船 1-7-15	電話: 052-654-2551
大阪支店	〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 3-2-23	電話: 06-6448-2551
九州支店	〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代 4-29-24 三原第3ビル	電話: 092-641-7678
沖縄支店	〒900-0002 沖縄県那覇市曙 2-24-3 PMC 事務所1階	電話: 098-868-8884
営業所	福岡、千葉、新潟、北陸、金沢、静岡、神戸、中国、四国、北九州	
事業所	釜石、沖縄	

ホームページ URL <http://www.metocean.co.jp/>